

AUTOMATE DE BIOCHIMIE (TYPE OUVERT) GS200 GENRUI



Le GS200 est un analyseur de biochimie automatique de paillasse avec une conception compacte, d'excellentes performances et des fonctionnalités robustes qui permettent à l'utilisateur de profiter d'un test facile et sans souci.

- L'analyseur à accès aléatoire entièrement automatisé a un débit allant jusqu'à 150 tests par heure et offre
- 40 positions de réactif
- 40 positions d'échantillon.
- Lavage automatique en cuvette
- Lecteur de barre code en option
- Consommation d'eau $\leq 2L/H$
- 8 longueurs d'onde avec double longueur d'onde simultanée
- 50 cuvettes de réaction réutilisables
- Système de rinçage des cellules
- Refroidissement des réactifs et échantillons
- Détection automatique du niveau de liquide
- Faible volume de réactif requis
- Interface conviviale de Windows 7/8/10