

Analyseur d'hématologie ORPHEE MYTHIC 22AL - 5DIFF



- Appareil 5 DIFF à 100% optique.
- Paramètres standard (24): • **WBC, LYM %,#, MON %,#, NEU %,#, EOS %,#, BAS %, # RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, • PLT, MPV, PCT, PDW, P-LCR**
- Machine de charge continue avec 5 étagères tubulaires
- Passage de l'échantillon automatique par les racks
- Passage manuel d'échantillon
- 1 nuage de points WBC et 2 histogrammes: RBC, PLT
- Petit volume de l'échantillon: 18.2 μ l
- Bloc d'alimentation externe (chargeur) 24V, 150W
- Plage de température: 18-34°C

- Faible consommation d'énergie
- Faible consommation de réactif
- Maintenance limitée
- Démarrage automatique (programmable)
- Performance: 45 échantillons / heure
- Autonomie du pack de réactif : 1050 tests
- Taille (petite): 410 x 500 x 430 mm (H x L x l)
- Poids (léger): 25 kg
- Multilingue : Bulgare, portugais brésilien, chinois, anglais, français, italien, letton, polonais, roumain, russe, espagnol