

Appareil de glycémie capillaire SD Code Free

- **CodeFree** est un système facile et simple de surveillance de la **glycémie** qui indique intuitivement l'**hypoglycémie**, le taux cible de sucre dans le sang ou l'**hyperglycémie** grâce à une lumière LED et à un bip sonore.
- Pas de codage
- Résultats intuitifs avec des lumières LED et des bips
- Bandelette SD CodeFree disponible pour l'usage
- **Alimentation** : pile plate de 3V
- **Temps de resultat** : 5 seconds
- **Volume d'échantillon** : 0.9ul
- **Type d'échantillon** : sang total

