

Aspirateur CAMI



Aspirateur de mucosité CA-MI New Aspiret

Appareil médical drainant les liquides organiques par aspiration orale, nasale et trachéale chez l'adulte et l'enfant. Destiné aux soins pour des domaines d'utilisation ne nécessitant pas de débit supérieur à 15 L/mn, pour utilisation ORL, en soins à domicile postopératoires et pour les patients présentant une trachéotomie.

Caractéristiques de l'aspirateur de mucosité New Aspiret

- Le système principal de l'aspirateur de mucosité CA-MI New Aspiret est équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Le moteur est constitué d'une pompe à piston sans huile et ne nécessite aucun entretien
- Le vide Maximum (Ajustable) est de 0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg
- Le débit libre d'air maximum de l'aspirateur de mucosité NEW ASPIRET est de 15 l/min
- Le cycle de fonctionnement de l'appareil est ininterrompu
- L'alimentation de l'aspirateur de mucosité est de 230V-50Hz (D'autres configurations sont disponibles sur demande)
- Le niveau Sonore du NEW ASPIRET est de 59, 6 dBA
- Le poids de l'aspirateur de mucosité est de 2,2 kg
- L'appareil mesure 23 x 19 x 16 cm
- L'aspirateur trachéal CA-MI New Aspiret est garanti 2 ans exceptés le bocal et le consommable

Accessoires fournis avec l'aspirateur de mucosité CA-MI New Aspiret

- Différents bouchons de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux
- Tuyau Silicone (autoclavable) 6 x 10 et connecteur conique \varnothing 8-9-10 mm
- Un filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique, uniquement avec les aspirateurs équipés de bocal autoclavable)
- Une canule CH20
- Un cordon d'alimentation avec prise Schuko
- L'aspirateur trachéal CA-MI New Aspiret est un dispositif médical de classe IIa