

Aspirateur chirurgical CAMI



- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants
- Équipé de 4 roues antistatiques équipées d'un système de freinage
- Grande mobilité, y compris aussi dans les salles d'opération
- Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile
- Équipé d'un régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant
- 2 bouches de 4000 ml en polycarbonate et autoclavables
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.