

Autoclave à vapeur médical MSLTA03B

Autoclaves de paillasse 23L type pré-post vide, est conforme à la norme européenne EN13060. Cet autoclave 23L est idéal pour les applications dentaires, médicales, vétérinaires, de beauté et de laboratoire.



Performance excellente:

- Autoclave de table entièrement automatique avec programmes prédéfinis.
- Conforme à la norme européenne EN13060.
- Le générateur de vapeur rapide indépendant intégré assure des cycles de stérilisation rapides.
- Séchage sous vide post-stérilisation rapide.
- Interface conviviale.
- Écran LCD affichant l'heure, la température et la pression, l'alerte de processus et les conditions de l'instrument.
- Choix du paramètre de langue: anglais, espagnol, allemand, polonais, français, hongrois, roumain, néerlandais, lituanien, lavien, tchèque, italien et chinois.
- Réservoir d'eau facilement accessible.

Sécurité et surveillance:

- Le système de protection à double porte empêche le cycle de démarrer si la porte n'est pas correctement verrouillée. Ce système empêche également la porte de s'ouvrir si la pression à l'intérieur de la chambre n'est pas égale à la pression atmosphérique à l'extérieur de la chambre.
- La soupape de sécurité de pression empêche la surpression dans la chambre et le générateur de vapeur.
- L'alimentation est automatiquement coupée en cas de court-circuit ou de panne électrique.
- Capable de détecter et d'identifier la cause exacte de tout problème et d'émettre un code d'erreur spécifique à l'opérateur.
- Interrupteur principal de niveau d'eau dans le réservoir principal contrôlant le niveau d'eau minimum et maximum.
- Avertissement automatique pour la maintenance.

Documentation:

- Imprimante (option): une imprimante externe est optionnelle pour tous les autoclaves «icanclave».
- Port USB (option): il est utilisé pour connecter une clé USB, toutes les données de stérilisation sont automatiquement écrites dans la clé USB, et peuvent être prêtes directement dans n'importe quel PC et stockées électroniquement.
- Mémoire interne: les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement stockés dans le système d'autoclave, qui peut être imprimés à tout moment.
- Prix de la machine d'autoclave de stérilisateur à vapeur de classe B entièrement automatique de 23L MSLTA03B

Paramètre

- Dimension de la chambre (mm): Ø247x350
- Volume de la chambre (litres): 23
- Nombre de plateaux: 3
- Tension (V) Fréq. (Hz): 220 / 110V, 50 / 60Hz
- Puissance (W): 2200
- Dimensions hors tout (LxHxP, mm): 480x465x690
- Poids de l'autoclave (Kgs): 47