

Concentrateur d'oxygène BESCO



Le **concentrateur d'oxygène BESCO** convient pour les personnes atteintes d'**insuffisance respiratoire** qui nécessitent un apport d'oxygène jusqu'à **5 L/min**. Ce concentrateur fournit un **air enrichi en oxygène** par l'adsorption de l'azote de l'air ambiant à travers des tamis moléculaires de zéolithe.

Le **concentrateur d'oxygène BESCO** est idéal pour l'**oxygénothérapie** à domicile ou en institution. Il est fiable, simple d'utilisation et peu bruyant. Il fonctionne avec un masque ou des lunettes à oxygène dont la portée peut être augmentée grâce à une rallonge et un raccord.

Le panneau de contrôle comprend :

- Un débitmètre qui permet de régler le débit de 0.5 à 5 l/min grâce à un bouton, et une bille qui indique le niveau du débit
- Un compteur d'horaire qui affiche le cumul des heures de fonctionnement de la machine (en heures)
- Un connecteur de sortie d'oxygène
- Interrupteur marche/arrêt
- Un disjoncteur
- Des témoins lumineux (vert, jaune, rouge) qui informent sur la concentration d'oxygène

Caractéristiques :

- Plage de réglage du débit : de 0.5 à 5 l/min
- Pression de sortie de l'oxygène : 0.34 bar +/- 10% (34.5 kpa +/- 10%)
- Taux de concentration d'oxygène : 87 % à 95.6 % de 0.5 à 5 L/min
- Niveau sonore : inférieur à 39db
- Alimentation électrique : 230 V, 50Hz (+/- 10%)
- Puissance : 320 W
- Dimensions : 38 x 30.5 x 58.5 cm (larg. x long. x haut.)
- Poids : 18.2 kg
- 4 roulettes directionnelles