

Défibrillateur externe semi-automatique BeneHeart D3

mindray



Le système BeneHeart D3 est un défibrillateur compact, durable et léger intégrant des fonctions de surveillance et de défibrillation manuelle, un DAE et un stimulateur cardiaque. Ce défibrillateur-moniteur professionnel biphasique peut être utilisé dans le cadre hospitalier.

Fonctions clés :

- Conception 4 en 1 compacte : surveillance, défibrillation manuelle, DAE et stimulateur cardiaque
- Grand écran lumineux permettant d'afficher 3 courbes et de visualiser en toute facilité les ECG et la SpO2
- Défibrillation, cardioversion synchronisée et DAE avec technologie biphasique
- Intensité des chocs pouvant atteindre 360 J pour maximiser le succès de la défibrillation
- Puissante capacité électrique assurée par une batterie pour garantir la surveillance continue et de longue durée des patients ainsi que les chocs pendant le transport sans bloc d'alimentation externe
- Design compact et léger spécialement adapté à une utilisation en milieux hospitaliers et en clinique