

# Échographe couleur 3D/4D Edan Acclarix LX8

- 128 canaux en émission et en réception.
- Puissance de calcul exceptionnelle résultant en un exceptionnel traitement d'image.
- Moniteur LCD HD 21 " renforcé spécialement en verre pour une durabilité améliorée.
- Écran tactile 10 "avec interface utilisateur gestuelle.
- Un écran tactile supplémentaire de 5 "avec une boule de commande virtuelle.
- Panneau de contrôle entièrement scellé avec touches moulées pour une désinfection rapide et efficace.
- Senseur tactile pour un contrôle rapide du niveau de la batterie.
- La batterie au lithium-ion amovible fournit environ 75 minutes d'utilisation typique de l'examen.
- Imagerie Mode B adaptative aux tissus.
- Imagerie Doppler Adaptative.
- Imagerie harmonique.
- Réduction effet speckle.
- Imagerie panoramique.
- Imagerie spatiale.
- Visualisation de l'aiguille.
- Flux de travail intelligent.
- Ajustement virtuel TGC.
- Menu personnalisable.
- Connectivité: DICOM, 4 ports USB (2 2.0 / 2 3.0).
- Ethernet, prise casque, sortie vidéo, PDF, AVI.
- Exportation de fichier BMP, entrée microphone.
- Disque dur standard de 500 Go.
- Échographe avec Doppler couleur.
- Imagerie exceptionnelle.
- Fonctionnalités et innovations haut de gamme.
- Détection automatique des tissus.
- 4 ports de sonde.
- Possède deux écrans.

