

# FAUTEUIL DENTAIRE SINOL



- Fabricant : SINOL
- Référence du fabricant : S2305

Unité dentaire se compose de l'unité principale, le fauteuil et la lampe LED. En outre cet équipement dentaire comprend 5 morceaux de main d'utilisation habituelle lors de la consultation : turbine, micromoteur, contre-angles, léger, unité de polymérisation et ultrasons ; Il comprend également un appareil de radiographie intra-buccale de mur, un moteur d'aspiration, compresseur, autoclave, une cuve de 2,5 litres à ultrasons, un reste de l'eau et un scellant.

## Description de l'unité principale:

- Système de tuyaux de Colibri
- Panneau de contrôle, tant du côté de chez le dentiste et l'assistante
- Négatoscope de film intégré à l'ordinateur
- Mémoires programmables
- Electro-pneumatique vannes de haute qualité - Japon
- Tasses de support intégré pour le système eau chaude
- Tuyau d'aspiration de type système de Cattani

## **Description de la conception:**

- Modèle Sinol S2305
- Moteurs électriques Linak - Danemark
- Levier de commande sur le canapé
- Support de tête articulée
- 2. les appuis bras
- Fauteuil avec la position des « jambes »
- Tabouret Sinol S407

## **Description de la lampe LED du matériel :**

- Capteur avec possibilité de réglage de la luminosité et l'intensité de la lumière
- Jusqu'à 90 % l'économie d'énergie
- Poignées stérilisable et démontage facile

## **Unité dentaire comprend les éléments suivants de main :**

- Turbine SCHF19-TP6, 3 pulvérisations + mesh avec compatible avec KAVO Multiflex LUX a mené la lumière
- Micromoteur air SCHD27-M4 sans lumière
- Contre-angle SCHD27-C sans lumière
- Lampe de polymérisation SLC-VIIC conduit couplé à l'unité de l'Assistant
- Ultrasons UDS-N2

## **Accessoires de l'appareil dentaire :**

- Ray intra-buccaux X mur EVOSTYLE N.G. 70KV
- Moteur aspiration S1 101
- Compresseur Ravagnani 1 unité dentaire
- Autoclave TANZO E18 LCD, imprimante & USB
- Rondelle de Cuba CLEAN25 ultrasonique
- Distillation de l'eau DRINK10 Plus
- Outil joint 200