

Pèse bébé à cadran de lecture directe avec toise télescopique SECA



- Poids mort: 3,7 kg
- Largeur du produit 650 mm
- Hauteur du produit 110 mm
- Profondeur du produit 308 mm
- Alimentation électrique Piles
- Alimentation en option
- Graduation 5 g <10 kg> 10 g
- Capacité de charge 20 kg
- Type et nombre de piles 6 X AA
- Largeur de la surface de pesée 645 mm
- Hauteur de la surface de pesée 40 mm
- Profondeur de la surface de pesée 290 mm