

SCIALYTIQUE MOBILE AVEC BATTERIE F500

- Scialytique A 04 Réflecteurs a lumière froide
- Luminosité : 60 000 – 100 000 Lux
- Temp. Couleur : 4000+/- 500
- Alimentation : 220v / 50Hz
- Base temp. ≤ 12
- Temp. Principale : ≤ 2
- Puissance w : 200
- 24V Puissance ampoule : 150w
- Autonomie de batterie : 03 Heures



STARICARE
M E D I C A L E Q U I P M E N T S