

Stéthoscope double pavillon de Spengler



- Récepteur/Pavillon monobloc en Alliage de zinc chromé.
- Poids : 41 grammes.
- Pavillon rond.
- Dimension Grand pavillon 45 mm de diamètre.
- Dimension Petit pavillon 31 mm de diamètre.
- Membrane en Polyester.
- Dimension : 47 mm et 35 mm de diamètre.
- Bague Anti froid en PVC.
- Dimension : 56 mm de diamètre.
- Tubulure en PVC.
- Lyre en Laiton chromé.
- Ressort de lyre en métal, intégré à la tubulure.
- Embouts auriculaires à vis : Souples grande taille (couleur assortie à la tubulure). Plastique, sans latex.
- Longueur totale du stéthoscope : 78 cm.
- Poids total du stéthoscope : 109 grammes.

Accessoires fournis :

- Embouts auriculaires à vis : souples petite taille (de la même couleur que la tubulure) et rigides (blanc).
- Une membrane.
- Directive européenne 93/42 CEE.
- Ne contient pas de latex.