

Tensiomètre électronique / électrique SPENGLER Tensonic



- **Méthode de mesure : Oscillométrique.**
- **Précision :**
 - Tension +/- 3 mmHg,
 - Pouls +/- 5% du résultat.
- **Fourchette de mesure :**
 - SYS / DIA : 0 - 300 mmHg.
 - Pouls : 30 à 180 battements / mn.
- Livré avec brassard standard : 22 à 36 cm.
- **Mémoire : 2 x 60 mesures.**
- Le Tensonic est capable de gérer les mesures pour deux utilisateurs. Il peut mémoriser 120 prises de mesures pour un seul utilisateur ou 60 prises de mesures pour deux utilisateurs différents.
- Suivi de la moyenne des résultats de 3 séries de mesures.
- **Gonflage :** automatique contrôlé.
- **Dégonflage :** dégagement automatique de l'air par valve.
- Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, date et heure.
- Détecteur de pouls irrégulier (arythmie cardiaque).
- Indicateur d'hypertension. Le Tensonic indique dans une barre graphique tricolore si votre tension se trouve dans les plages de valeurs préconisées par l'OMS.
- Grand écran **LCD rétro-éclairé** (102 x 68 mm).
- Poids environ 360 g (sans les piles).
- Dimensions : 166 x 114 x 72 mm.
- Livré avec une trousse de rangement.
- Alimentation : 4 piles type LR06 AA (fournies). Adaptateur secteur en option.
- Garantie 3 ans (hors brassard).